

## WAGI BA/L i BA/LM

- duża dokładność i szybkość ważenia
- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- regulowane pochylenie i obrót wyświetlacza
- możliwość zasilania z akumulatorów
- RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera



Wagi osobowe serii BA/L i BA/LM przeznaczone są do ważenia osób w placówkach sportowych i ośrodkach medycznych.



kalibracja zewn.



zgodność z GLP



baza produktów



konfiguracja wydruków



liczenie sztuk



procenty



inne jednostki



progi/selekcja



masa max



masa min



ważenie zwierząt



sumowanie



receptury




statystyka

### Opcje na zamówienie



Nachylenie i obrót miernika



Data/godzina (zegar wewn.)



Zasilanie z akumulatorów



Wzrostomierz



Współpraca ze skanerem i drukarką/etykieciarką

zasilanie z akumulatorów



zegar wewnętrzny (data i godzina na wydrukach)

pamięć wyników ważen (Alibi)

interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem

wyjścia progowe MIN/OK/MAX, analogowe 4-20mA, gniazdo pedrive'a, złącze do skanera (RS232C+zasilanie)

software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela



### Dane techniczne

| Typ                       | BA150L                                                           | BA200L  | BA150LM      | BA200LM |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| Obciążenie (Max)          | 150kg                                                            | 200kg   | 150kg        | 200kg   |
| Działka odczytowa (d)     | 50g                                                              | 100g    | 50g          | 100g    |
|                           | *10-20g                                                          | *10-50g | *10g         | *10g    |
| Działka legalizacyjna     | 50g                                                              | 100g    | 50g          | 100g    |
| Zakres tarowania          | -150kg                                                           | -200kg  | -150kg       | -200kg  |
| Powtarzalność             | 10g                                                              | 20g     | 10g          | 20g     |
| Liniowość                 | 20g                                                              | 30g     | 20g          | 30g     |
| Klasa                     | III                                                              |         |              |         |
| Temperatura pracy         | -10 ÷ +40°C                                                      |         |              |         |
| Czas ważenia              | <3s                                                              |         |              |         |
| Jednostki masy            | g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt                                  |         |              |         |
| Wyświetlacz               | LCD wysokość cyfr 18mm                                           |         |              |         |
| Wymiary platformy         | 300x330x95mm                                                     |         |              |         |
| Interfejsy                | RS232C, opcje: USB_B, LAN, Wi-Fi, gniazdo pendrive'a             |         |              |         |
| Zasilanie                 | ~230V 50Hz 6VA / 12V 1,2A (zasilacz) lub 4xAA 1,5V (akumulatory) |         |              |         |
| Stopień ochronny czujnika | IP65                                                             |         |              |         |
| Gabaryty                  | 310x440x1015mm                                                   |         | 310x490x95mm |         |
| Masa                      | 9,5kg                                                            |         | 8kg          |         |

\* - gwiazdką oznaczono działki wag nielegalizowanych